



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Vice-Presidência de Pesquisa e
Coleções Biológicas - VPPCB

TERMO DE ACEITE

Este documento formaliza a prestação de serviços entre o solicitante e um espaço tecnológico de uma das Plataformas da Rede de Plataforma Tecnológica Fiocruz – RPT.

As análises realizadas pela Plataforma só podem ser utilizadas para Pesquisa.

Os resultados obtidos pertencem ao usuário. Entretanto, fotos, logos e imagens da Fiocruz ou de qualquer um dos seus Institutos, não podem ser utilizados para fins de divulgação sem autorização formal prévia da Instituição.

A Rede de Plataformas Fiocruz não disponibilizará dados de amostras, análises ou informações de pesquisas realizadas em suas Plataformas para terceiros, assegurando o sigilo entre os usuários e a Rede.

1 - CONDIÇÃO PRÉVIA

O usuário deve ter o cadastro do grupo de pesquisa aprovado pelo Sistema da Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz, disponível em <http://plataformas.fiocruz.br/>.

2 - SERVIÇO

2.1. Local:

O serviço será realizado mediante utilização do Espaço Tecnológico PCR em Tempo Real – código RPT09A – localizado no Instituto Oswaldo Cruz – Fiocruz Manguinhos – Rio de Janeiro,

2.2. Código e nome do serviço

P04-002D: Corrida de dissociação em alta resolução (HRM) 96/384 poços

2.3. Condições de aceitação e recebimento das amostras

As placas de PCR em tempo real de 96 poços devem ser de 0,1 mL (Padrão Applied Biosystems Fast, compatíveis com o equipamento 7500 Fast, ViiA7 e Quantstudio). O usuário deve trazer as placas prontas (com todos os reagentes já pipetados), seladas com adesivo óptico ou tampas ópticas. A plataforma dispõe de centrífuga de placas, para a centrifugação antes de colocar no equipamento.

Para a utilização do Robô EpMotion para pipetagem nas placas de 384 poços, o usuário deve trazer os reagentes em tubos compatíveis com o equipamento, além das pipetas compatíveis (consultar previamente a equipe da plataforma).

Para o Diagnóstico Molecular da doença de Chagas, serão aceitas amostras de 10 mL de sangue preservadas em 10 mL de solução de guanidina 6M-EDTA 0,2M. Não serão aceitas amostras coaguladas ou coletadas em tubos vacutainer com Citrato ou Heparina.

2.4. Entrega/ envio de materiais

As placas devem ser trazidas diretamente pelo usuário, que irá programar o software do equipamento para sua reação, com o auxílio da equipe da plataforma.

As amostras para diagnóstico serão entregues diretamente à equipe da plataforma, que realizará a checagem em relação aos procedimentos de preparação no momento do recebimento.

2.5. Entrega de resultados

Os resultados das corridas de PCR em Tempo Real (arquivos .eds) serão entregues em CD (fornecido previamente pelo usuário). Os resultados dos serviços de diagnóstico molecular serão entregues em documento específico, pessoalmente ou por e-mail.

Os dados serão armazenados por 6 meses, e ficarão à disposição dos usuários por esse período. A plataforma NÃO se responsabiliza por backups fora desse período.

A equipe de plataformas mantém o sigilo e confidencialidade sobre as informações dos usuários, amostras e dados resultantes dos serviços prestados.

3 – CLÁUSULA DE RESERVA

A Fiocruz, por meio da Vice-presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas tratará das questões não previstas neste Termo, as quais devem ser encaminhadas para a coordenação da Rede pelo e-mail: plataformas@fiocruz.br

Declaro que li aceito as condições anteriormente apresentadas.