



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Vice-Presidência de Pesquisa e
Coleções Biológicas - VPPCB

TERMO DE ACEITE

Este documento formaliza a prestação de serviços entre o solicitante e um espaço tecnológico de uma das Plataformas da Rede de Plataforma Tecnológica Fiocruz – RPT.

As análises realizadas pela Plataforma só podem ser utilizadas para Pesquisa.

Os resultados obtidos pertencem ao usuário. Entretanto, fotos, logos e imagens da Fiocruz ou de qualquer um dos seus Institutos, não podem ser utilizados para fins de divulgação sem autorização formal prévia da Instituição.

A Rede de Plataformas Fiocruz não disponibilizará dados de amostras, análises ou informações de pesquisas realizadas em suas Plataformas para terceiros, assegurando o sigilo entre os usuários e a Rede.

1 - CONDIÇÃO PRÉVIA

O usuário deve ter o cadastro do grupo de pesquisa aprovado pelo Sistema da Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz, disponível em <http://plataformas.fiocruz.br/>.

2 - SERVIÇO

2.1. Local:

O serviço será realizado mediante utilização da Plataforma de Microscopia Confocal e Eletrônica – código RPT07C – localizada no Instituto Carlos Chagas – Fiocruz Paraná.

2.2. Código e nome do serviço

Serviço: P05-007A – Preparo de amostras para microscopia eletrônica de varredura.

2.3. Condições de aceitação e recebimento das amostras

Os usuários são responsáveis por informar a equipe da plataforma sobre as características das amostras a serem processadas, principalmente em relação à sua eventual patogenicidade e/ou toxicidade. As amostras devem ser previamente fixadas e entregues para a Plataforma em solução de fixação. A quantidade de amostra a ser entregue, a solução fixadora a ser utilizada e o protocolo de fixação deverão ser previamente discutidos com a equipe da Plataforma. Caso necessário, a equipe da Plataforma poderá fornecer a solução de fixação ao usuário, porém o pedido deve ser feito com pelo menos 72 horas de antecedência.

Após o recebimento da amostra, o material será processado pela equipe da Plataforma, de acordo com detalhes de protocolo previamente discutidos com o usuário. A Plataforma não se responsabiliza por problemas advindos da má preparação de amostra antes da fixação, durante o protocolo inicial de fixação e durante o transporte da amostra até a entrega. Falhas nestas etapas prévias de preparo causam danos à amostra e podem afetar os resultados obtidos ao final do processamento. Assim, é de responsabilidade do usuário garantir que o seu material esteja em boas condições antes da etapa de fixação, que sejam fixadas de forma correta e com reagentes apropriados e que sejam armazenadas de forma adequada até o momento da entrega. A plataforma se disponibiliza a explicar estes procedimentos aos usuários.

A equipe se reserva o direito de fazer uma verificação prévia das condições da amostra (por exemplo, observação ao microscópio óptico, caso se aplique) no momento da sua entrega, na presença ou ausência do usuário. Caso julgue que as amostras se encontram em não-conformidade com o que foi previamente combinado (tipo de fixação, tempo de fixação, acondicionamento, quantidade de amostra), a equipe poderá optar por não processar estas amostras, ficando a cargo do usuário providenciar amostras adequadas. A Plataforma não arcará com nenhum custo extra oriundo do reenvio ou nova preparação de amostras que foram entregues em não-conformidade.

Amostras consideradas fora do padrão e/ou que possam colocar em risco a equipe da Plataforma não serão processadas.

2.4. Entrega/ envio de materiais

As amostras devem ser entregues para a equipe da Plataforma de Microscopia Confocal e Eletrônica, no Instituto Carlos Chagas (Rua Algacyr Munhoz Mader, 3775, Bloco C, Plataforma de Microscopia Confocal e Eletrônica. CIC, Curitiba, Paraná).

As amostras podem ser enviadas por correio, porém a equipe da Plataforma não se responsabiliza por danos causados no trajeto até a chegada ao local. Casos excepcionais serão avaliados individualmente pela equipe da Plataforma.

2.5. Entrega de resultados

O valor unitário do serviço inclui o processamento de 1 a 5 amostras. As amostras serão entregues aos usuários secas (pelo método do ponto crítico), acondicionadas (com adesivos condutivos, como cola de prata ou fita de carbono) em um suporte metálico e revestidas com ouro ou carbono para visualização no microscópio eletrônico de varredura.

O material preparado e eventuais sobras de amostras fixadas serão entregues aos usuários no Instituto Carlos Chagas, Fiocruz-PR. Os usuários que não puderem comparecer ao local para receber o material, deverão se responsabilizar pela sua coleta no local e pela viabilização do seu transporte.

Amostras não coletadas dentro de 1 mês após a liberação do material serão descartadas. A plataforma NÃO se responsabiliza pelo armazenamento fora desse período.

A equipe de plataformas mantém o sigilo e confidencialidade sobre as informações dos usuários, amostras e dados resultantes dos serviços prestados.

3 – CLÁUSULA DE RESERVA

A Fiocruz, por meio da Vice-presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas tratará das questões não previstas neste Termo, as quais devem ser encaminhadas para a coordenação da Rede pelo e-mail: plataformas@fiocruz.br

Declaro que li aceito as condições anteriormente apresentadas.