



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Vice-Presidência de Pesquisa e
Coleções Biológicas - VPPCB

TERMO DE ACEITE

Este documento formaliza a prestação de serviços entre o solicitante e um espaço tecnológico de uma das Plataformas da Rede de Plataforma Tecnológica Fiocruz - RPT.

As análises realizadas pela Plataforma só podem ser utilizadas para Pesquisa.

Os resultados obtidos pertencem ao usuário. Entretanto, fotos, logos e imagens da Fiocruz ou de qualquer um dos seus Institutos, não podem ser utilizados para fins de divulgação sem autorização formal prévia da Instituição.

A Rede de Plataformas Fiocruz não disponibilizará dados de amostras, análises ou informações de pesquisas realizadas em suas Plataformas para terceiros, assegurando o sigilo entre os usuários e a Rede.

1 - CONDIÇÃO PRÉVIA

O usuário deve ter o cadastro do grupo de pesquisa aprovado pelo Sistema da Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz, disponível em <http://plataformas.fiocruz.br/>.

2 - SERVIÇO

2.1. Local:

O serviço será realizado mediante utilização do Espaço Tecnológico Sequenciamento de Nova Geração – Código RPT01F – localizado no Instituto René Rachou – Fiocruz Minas Gerais.

2.2. Código e nome do serviço

P01-007D – Construção de bibliotecas de TruSeq Stranded Total RNA

2.3. Condições de aceitação e recebimento das amostras

As amostras de RNA devem ser entregues em microtubo de 1,5 ml devidamente identificados com o nome das amostras e armazenadas em gelo seco.

As amostras de RNA deverão ser qualificadas por fracionamento em Bioanalyzer ou em gel de agarose/formaldeído 1% para verificação de integridade das mesmas. O resultado do Bioanalyzer ou uma foto do gel deverá ser enviada para o email anna.salim@fiocruz.br.

São necessários no mínimo 3 ug de RNA Total tratado com DNase de alta qualidade (RIN > 7) no volume máximo de 40 ul.

A quantificação deve ser realizada por método fluorimétrico (ex. Qubit).

2.4. Entrega/ envio de materiais

As amostras de RNA devem ser entregues em microtubos de 1,5 ml devidamente identificados com o nome das amostras e quantificadas por método fluorimétrico (ex. Qubit).

O material deve ser transportado em caixa de isopor contendo gelo seco.

As amostras somente serão aceitas quando acompanhadas do formulário Protocolo de Entrada de Material.

As amostras devem ser entregues juntamente com o formulário Protocolo de Entrada de Material, somente em dias úteis de 10:00h às 16h ou conforme agenda disponível no site da plataforma. A disponibilidade da agenda é possível consultar no ato da solicitação do serviço.

Local de Entrega: 5º andar do Instituto René Rachou – Fiocruz Minas Gerais, sala 503 à técnica de sequenciamento Anna Christina de Matos Salim.

2.5. Entrega de resultados

Os resultados obtidos serão disponibilizados através do Sistema da RPT (<https://plataformas.fiocruz.br/>), ou por e-mail, caso o tamanho do arquivo exceda o tamanho permitido como anexo.

Será disponibilizado arquivo em formato pdf. disponibilizado pelo equipamento Bioanalyzer 1000 contemplando a qualidade das bibliotecas construídas e em arquivo exe. contemplando a quantificação das mesmas por método fluorimétrico (Qubit).

O prazo de liberação do resultado no Sistema irá depender da demanda em andamento da plataforma e será informado no momento da requisição do serviço.

As bibliotecas deverão ser retiradas no Instituto René Rachou – Fiocruz Minas Gerais, 5º andar, sala 503 com a técnica de sequenciamento Anna Christina de Matos Salim. As bibliotecas poderão ser retiradas pessoalmente ou via transportadora mediante disponibilidade da agenda. Caso a opção seja transportadora, o usuário deverá providenciar caixa para transporte de material biológico e gelo seco.

Os dados serão armazenados por 90 dias e ficarão à disposição dos usuários por este período de tempo. A plataforma não se responsabiliza por backups fora desse período.

A equipe de plataformas mantém o sigilo e confidencialidade sobre as informações dos usuários, amostras e dados resultantes dos serviços prestados.

3 – CLÁUSULA DE RESERVA

A Fiocruz, por meio da Vice-presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas tratará das questões não previstas neste Termo, as quais devem ser encaminhadas para a coordenação da Rede pelo e-mail: plataformas@fiocruz.br

Declaro que li aceito as condições anteriormente apresentadas.