



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Vice-Presidência de Pesquisa e
Coleções Biológicas - VPPCB

TERMO DE ACEITE

Este documento formaliza a prestação de serviços entre o solicitante e um espaço tecnológico de uma das Plataformas da Rede de Plataforma Tecnológica Fiocruz – RPT.

As análises realizadas pela Plataforma só podem ser utilizadas para Pesquisa.

Os resultados obtidos pertencem ao usuário. Entretanto, fotos, logos e imagens da Fiocruz ou de qualquer um dos seus Institutos, não podem ser utilizados para fins de divulgação sem autorização formal prévia da Instituição.

A Rede de Plataformas Fiocruz não disponibilizará dados de amostras, análises ou informações de pesquisas realizadas em suas Plataformas para terceiros, assegurando o sigilo entre os usuários e a Rede.

1 - CONDIÇÃO PRÉVIA

O usuário deve ter o cadastro do grupo de pesquisa aprovado pelo Sistema da Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz, disponível em <http://plataformas.fiocruz.br/>.

2 - SERVIÇO

2.1. Local:

O serviço será realizado mediante utilização do aparelho Luminex (RPT03G) do Laboratório de Alta Complexidade, localizado no Instituto Fernandes Figueira (IFF) – Fiocruz Rio de Janeiro

2.2. Código e nome do serviço

P03-022A: Aquisição de fatores solúveis e análise do ensaio Luminex

2.3. Condições de aceitação e recebimento das amostras

Somente serão aceitas placas que já estejam prontas para análise;

- 1) Não serão aceitas placas de 96 poços incompatíveis com o aparelho;
- 2) Não serão aceitas placas montadas com kits incompatíveis com o sistema de leitura do aparelho. O Luminex MAGPIX só trabalha com kits contendo as seguintes codificações de beads magnéticas: 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78.

2.4. Entrega/ envio de materiais

- 1) Recomenda-se que as placas sejam mantidas refrigeradas e ao abrigo da luz durante o envio;
- 2) Recomenda-se que as placas entregues possuam controles positivos e negativos;
- 3) No ato da entrega, o solicitante deve fornecer os parâmetros do seu experimento (analitos analisados, mapa das amostras, etc);
- 4) Para que se tenha tempo hábil de configurar o software de acordo com as especificidades do experimento, a entrega do material deve ser feita 30 minutos antes do horário agendado.
- 5) As placas podem ser entregues de segunda à sexta, de 08:00 às 13:00.

2.5. Entrega de resultados

Os resultados serão disponibilizados no site da Rede de Plataformas da Fiocruz e poderão ser baixados exclusivamente pelo grupo de pesquisa que solicitou o serviço. Os arquivos poderão ser abertos em leitor de PDF e Excel.

Os dados serão armazenados por 5 anos e ficarão à disposição dos usuários por esse período. A plataforma NÃO se responsabiliza por backups fora desse período.

A equipe de plataformas mantém o sigilo e confidencialidade sobre as informações dos usuários, amostras e dados resultantes dos serviços prestados.

3 – CLÁUSULA DE RESERVA

A Fiocruz, por meio da Vice-presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas tratará das questões não previstas neste Termo, as quais devem ser encaminhadas para a coordenação da Rede pelo e-mail: plataformas@fiocruz.br

Declaro que li aceito as condições anteriormente apresentadas.